

AQUISEL URINE CONTAINER

CONTAINER FOR URINE SAMPLES COLLECTION WITH AQUISEL VALVE-STOPPER.

The AQUISEL VALVE-STOPPER allows the urine manipulation without uncorking, eliminating the contamination risks, samples loss, spillage, odours, etc. All the AQUISEL urine container presentations will be supplied with the GALET accessory, which makes easy the sample dosage to a tube for sedimentation analysis, or the urine test strip insertion.

CONTENEDOR PARA ORINA AQUISEL

CONTENEDOR PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS DE ORINA CON TAPÓN-VÁLVULA AQUISEL.

El TAPÓN-VÁLVULA AQUISEL permite la manipulación de la orina sin destaponar. Evita los riesgos de contaminación, pérdidas de muestra, derrames, malos olores, etc. Todas las presentaciones del contenedor de orina AQUISEL incorporan el accesorio GALET que facilita la dosificación de la muestra a un tubo para el análisis de sedimentación, o la introducción de la tira reactiva.



Insertion of the GALET in the AQUISEL VALVE-STOPPER.

Introducción del GALET en el TAPÓN-VÁLVULA AQUISEL.



Urine sample extraction through the GALET.

Extracción de la muestra de orina a través del GALET.



Urine test strip insertion.

Introducción de la tira reactiva.



Dosage through automatic or conventional pipette.

Dosificación por medio de pipeta automática o convencional.

CODE CÓDIGO	BAG BOLSA	ASSAMBLER MONTADO	UNITS BOX UDS. CAJA	WEIGHT Kg PESO Kg	DIMENSIONS cm - MEDIDAS cm		
					Width Ancho	Depth Fondo	Height Alto
1660223	NO NO	NO NO	600	12	60	40	43
1640234	NO NO	YES SI	400	8	60	45	43
1630233	YES SI	YES SI	300	7	60	45	43



Code **1600230** GALET CONTAINER (1000 units package).

Código **1600230** GALET CONTENEDOR (paquetes de 1000 unidades).